


ИНЪЕКЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ



RU VM® Двухкомпонентные шприцы

- › Используются для введения лекарственных препаратов
- › Прозрачный цилиндр помогает осуществлять контроль за введением медикаментов
- › Плавное движение поршня для мягкой инъекции без боли
- › Четкая градуировка служит для удобства пользователя
- › Стопорное кольцо снижает риск случайного выпадения штока из цилиндра

Материалы:

ПП; ПЭ; сталь; эпоксидные смолы
Без латекса и ДЕГФ

Стерилизация:

этиленоксид

Объем (мл):

2 – 20

Наконечник:

Луер Слип: эксцентричный / концентричный

Инъекционная игла:

опционально

Соответствие стандартам:

EN ISO 7886, EN ISO 7864

Класс риска:

без иглы: Is
с иглой: IIa

Упаковка:

блистер / бокс / картон

Срок годности:

5 лет

EN VM® 2-piece Syringes

- › Are suitable for all standard injections by mean of standard techniques
- › The transparent barrel ensures the controlled administration of the medication
- › Smooth-glide plunger ensures painless injection
- › Clearly legible graduation for precise and reliable dosage
- › Secure plunger stop prevents loss of medication

Risk classification:

without needle: Is
with needle: IIa

Packaging:

blister / box / carton

Shelf life:

5 years

Materials:

PP; PE; steel; epoxy resin
Latex and DEHP-free

Sterilization:

Ethylene oxide

Volume (ml):

2 – 20

Taper:

Luer Slip: eccentric / concentric

Injection needle:

optional

Compliance standards:

EN ISO 7886, EN ISO 7864

VM® 2-х компонентные шприцы

Каталожный номер	Объем мл	Наконечник	Тип	Инъекционная игла	Внешний диаметр Размер	Длина мм	Стенка	Срез	Цветовая кодировка	Кол-во бокс / короб
1310100	2	LS	концентрический							100/3000
1310102	3	LS	концентрический							100/3000
1310103	5	LS	эксцентрический							100/2400
1310104	10	LS	эксцентрический							100/1600
1310205	20	LS	эксцентрический							50/800
1310224	2	LS	концентрический	приложенная	23G	0,6 30	тонкая	стандартный	голубой	100/3000
1310226	3	LS	концентрический	приложенная	23G	0,6 30	тонкая	стандартный	голубой	100/3000
1310227	5	LS	эксцентрический	приложенная	22G	0,7 40	тонкая	стандартный	черный	100/2400
1310105	5	LS	эксцентрический	приложенная	22G	0,7 30	тонкая	стандартный	черный	100/2400
1310107	5	LS	эксцентрический	приложенная	21G	0,8 40	тонкая	стандартный	темно-зеленый	100/2400
1310231	10	LS	эксцентрический	приложенная	21G	0,8 40	тонкая	стандартный	темно-зеленый	100/1600
1310235	20	LS	эксцентрический	приложенная	21G	0,8 40	тонкая	стандартный	темно-зеленый	50/800

LS - Луер Слип